



HOSPITAL TRENTINE sas

Corso Passo Buole 5 - 38061 ALA (TN)

tel. 0464-674003 fax 0464-674507

C.F. e P.IVA 01616450225



PULSANTE DI CHIAMATA

Il pulsante di chiamata HT è un sistema di richiesta di assistenza per pazienti con residue mobilità, allettati e/o in carrozzina. Tramite l'attivazione dei sensori di pressione è possibile inviare chiamate o messaggi su mobile, cordless e linee interne già esistenti ed attivare segnalatori luminosi o sonori.

Il pulsante di chiamata può essere di varie dimensioni e forme con caratteristiche ergonomiche appropriate a seconda delle esigenze dell'utilizzatore. In genere vengono forniti due pulsanti, uno per il letto cablato ed uno wireless da posizionare in carrozzina.

Il pulsante di chiamata può inserirsi in reti pre-esistenti ed è costituito da:

- ❖ Pulsanti a bassa forza di attivazione
- ❖ Braccio di fissaggio multiregolabile
- ❖ Possibilità di scegliere diversi tipi di sensore (pneumatici, a soffio, a contrazione muscolare ecc.)
- ❖ Segnalatore acustico/luminoso di richiesta d'assistenza.
- ❖ Chiamata su rete telefonica interna e cordless
- ❖ Chiamata su rete telefonica esterna
- ❖ Chiamata su rete cellulare GSM
- ❖ Messaggi vocali, SMS
- ❖ Espandibile al controllo Internet



Figura 1 braccio di fissaggio

La centralina di ricezione della chiamata è comprensiva di segnalatore acustico e pulsante di presa in carico da parte dell'assistente per disattivare l'allarme, linea di ripetizione del contatto verso l'impianto di gestione delle chiamate preesistente, completo di alimentatore.




Figura 2 segnale luminoso - centralina




HOSPITAL TRENTINE sas

Corso Passo Buole 5 - 38061 ALA (TN)
tel. 0464-674003 fax 0464-674507
C.F. e P.IVA 01616450225



Il Pulsante ergonomico viene accuratamente scelto a seconda delle capacità dell'assistito, risulta uno strumento ideale per garantire a pazienti che non sono in grado di comunicare con la parola, di poter attivare richieste di assistenza.



Sensore a pressione tipo Specs - Fingerbotton sensore posizionabile sull'indice Muscolarswich Attivabile tramite contrazione

Combinatore Telefonico, con possibilità di esclusione tramite interruttore, necessario per l'invio di chiamate e messaggi preimpostati, verso numeri telefonici fissi e mobili desiderati, fino a un massimo di 8 contatti.

